



MĚŘENÍ TK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mercurius E



boso
BOSCH + SOHN

Název

katalog



Manžeta, suchý zip, 2 hadice, standard, černá, (manžeta 14x53; vak 12x23; obvod 22-32cm)	740-401-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, standard, modrá, omyvat. (manžeta 14x53; vak 12x23; obvod 22-32cm)	740-402-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, standard, sv. modrá, omyvat. (manžeta 14x53; vak 12x23; obvod 22-32cm)	740-403-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, standard, černá, (manžeta 14x53; vak 12x28; obvod paže 22-32 cm)	740-408-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, velká, černá, (manžeta 14x60; vak 12x35; obvod paže 33-41 cm)	740-409-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, velká, černá, (manžeta 14x71; vak 12x45; obvod paže 33-41 cm)	740-411-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, velká, černá (manžeta 15x64; vak 14x40; obvod paže 33-41 cm)	740-412-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, stehno, černá (manžeta 14x84; vak 12x60; obvod paže >41 cm)	740-414-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, stehno, černá, (manžeta 20x86; vak 18x60; obvod >41 cm)	740-415-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, dětská, barev, (manžeta 10x34; vak 8x20; obvod paže 14-21 cm)	740-416-2H
Manžeta, suchý zip, 2 hadice, dětská malá, (manžeta 6,5x28; vak 5x12; obvod paže 8-13 cm)	740-418-2H



Gumový vak, 2 hadice, standard, (vak 12x23cm)	740-501-2H
Gumový vak, 2 hadice, standard, (vak 12x23cm), bez latexu	740-502-2H
Gumový vak, 2 hadice, standard, (vak 12x28cm)	740-503-2H
Gumový vak, 2 hadice, velký, (vak 12x35cm)	740-504-2H
Gumový vak, 2 hadice, velký, (vak 12x45cm)	740-505-2H
Gumový vak, 2 hadice, stehno, (vak 12x60cm)	740-508-2H
Gumový vak, 2 hadice, stehno, (vak 18x60cm)	740-509-2H
Gumový vak, 2 hadice, děti, (vak 8x20cm)	740-510-2H
Gumový vak, 2 hadice, malý dětský, (vak 5x12cm)	740-511-2H



Výpustný ventil s utahovacím šroubem, Mercurius E	740-601
Balónek, černý	740-621
Konus, kovový, zásuvka	740-641
Konus, plastový, zástrčka	740-642

Mercurius E - čištění a dezinfekce manžet

Manžety lze čistit navlhčeným hadříkem, po vyjmutí gumového vaku lze obal manžet prát v ruce při teplotě vody max 30 °C.

Pro dezinfekci doporučujeme dezinfekční prostředek Antifect Liquid (Schülke & Mayr), doba působnosti dezinfekčního prostředku minimálně 5 minut.

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Vázní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk



COMPEK
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE