



HOLTER TK

ERGOSCAN

Ambulantní monitor TK



CE 0123

- 24 hodinové monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- jednoduchá intuitivní obsluha
- přehledný vyhodnocovací program v české jazyce
- 3 velikosti manžet
- konfigurovatelná závěrečná zpráva
- napájení 2 AA baterie či akumulátory



**Nejlevnější AMTK
na českém trhu!**

Spolehlivý přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku. Intuitivní obslužný program v českém jazyce.



DETAILY PŘÍSTROJE



ergoline



HOLTER TK + SPO₂

ERGOSCAN DUO

Ambulantní monitor TK + SpO₂

CE 0123

- 24 hodinové monitorování krevního tlaku
- oscilometrická metoda měření
- jednoduchá intuitivní obsluha
- přehledný vyhodnocovací program v české jazyce
- 3 velikosti manžet
- konfigurovatelná závěrečná zpráva
- napájení 2 AA baterie či akumulátory



Spolehlivý přístroj pro ambulantní měření krevního tlaku, rozšířen o měření saturace kyslíku v krvi - **screening spánkové apnoe**. Intuitivní obslužný program v českém jazyce.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Měření

metoda měření	oscilometrická
čas měření	30 - 45 s
paměť měření	neomezená
měřicí interval	2 - 90 min, programovatelné
kapacita měření	200 měření nebo 30 hod

Rozsah měření

systolický tlak	60 - 260 mmHg
diastolický tlak	40 - 220 mmHg
rozsah měření TF	30-240 bpm

Displej / ovládání

pacientský displej	LCD
ovládání	membránová klávesnice

Rozhraní

Propojení s PC	digitální RS 232 / USB přes adapter
----------------	-------------------------------------

Napájení

Napájení	2 x AA baterie nebo akumulátory
----------	---------------------------------

Rozměry

Rozměry	10,5 x 8,0 x 2,7 cm *11,0 x 8,1 x 2,7
Hmotnost	190g / *196g s bateriemi

* platí pro ERGOSCAN DUO

Rozsah měření SpO₂ (platí pro ERGOSCAN DUO)

měření SpO ₂	45 - 100%
rozsah měření TF	30-240 bpm
přesnost měření TF	± 1 digit (do 100/min) ± 1% (> 100/min)

DETAILY PŘÍSTROJE



ergoline

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. pobočka Hradec Králové:
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
mobil: + 420 605 281 433
tel./fax: + 420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
www.compek.cz

Vázní 899, 500 03 Hradec Králové
tel./fax: +420 495 514 105
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Plzeň:
Masarykova 1132/62, 312 12 Plzeň
tel./fax: +420 373 724 213
e-mail: plzen@compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Štrážna 11, 831 01 Bratislava, SK
mobil: + 421 908 758 793
tel.: + 421 2 4569 2569
e-mail: info@compek.sk
www.compek.sk



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE